weiss

微球分散机

使用手删



# 前言

#### 尊敬的用户:

感谢您的信任,选择了我司所生产的高性能分散设备。

本机为高速旋转类机械设备,如使用方法不当,不仅会损坏设备,还可能会造成人员伤亡。请您在使用此设备之前,务必认真阅读使用说明书,设备进行充分了解,安全规范地进行操作。

注意:在设备到货后,请先确认产品外包装有无破损情况,如发现破损,请立即与我司人员进行联系。

# 目 录

第一章	安全准备	 1
第二章	设备参数	 2
第三章	使用注意事项	 3
第四章	操作	 4-10
第五章	清洗	 11
第六章	日常保养	 12
第七章	保修条款	 13

#### 第一章 安全准备



开机使用前,设备使用责任人必须认真阅读,充分理解之后进行操作。如操作使用有误,则可能引起设备的损坏以及人员伤亡事故。规范操作,安全第一。

## 1. 开箱确认



在包装无损坏的情况下,进行开箱。并对设备进行确认,外观有无损坏,以及配件等是 否齐全。确认完成后可根据贵公司的使用规划进行安置。

就位过程中请小心作业,不可对设备造成冲击、碰撞。

#### 2. 使用场所



- ①本设备为**非防爆设备**,请不要在存在溶剂的环境中以及粉尘较多的环境中使用,特别 是在有金属、碳粉尘的场所禁止使用。
- ②请在环境温度5~35℃,湿度70%以下,通风良好的条件下使用设备。
- ③设备自重65kg左右,请将设备放置至承重足够且水平的场所。

# 3. 操作人员

认真阅读使用手册,未经过相关使用操作培训,对设备不够了解的人员,禁止擅自对设备进行操作。

# 4. 安全用电



本设备使用 **单相 220V** 电源,一旦触电会发生人员伤亡事故,请特别注意用电安全。

移动设备、点检、保养时,必须关闭电源后进行操作。

注意各处电气接线部位,禁止碰触。非专业人员禁止打开设备箱体。

# 第二章 设备参数

设		备微球分散机			
电源		源	单相 220 V 50 Hz		
功    率		率	1.5 kW		
转		速 800 r/min - 5000 r/min			
旋	转	方	向	由上向下看,右旋转为正转	
额	定	电	流	7.4 A	
接	液	材	质	SUS316L(或同等材质)	
处	Į		量	批次式: 40ml-90ml	连续式:约 2-10 L/h
使	用	压	カ	常压	
使	用	温	度	常温	

### 第三章 设备使用注意事项

# 1. 使用前确认



设备放置就位后,正式通电运转前,用手轻轻转动搅拌部主轴,确认旋转轴能否能顺畅转动,如有卡顿或者卡死情况,请暂停使用并及时与我司联系。


# 2. 电气方面



该设备请连接使用220V电源,确保安全接地。

设备为非防水设计,禁止水溅、水浸。

#### 3. 旋转方向确认





#### 4. 远离旋转部位

本机为高速旋转类设备,设备运转时禁止碰触搅拌部位。



容器就位、卡箍锁紧前,禁止启动设备。

#### 5. 在额定电流内使用设备

设备额定电流为7.4A,请在范围内使用设备。请注意高粘物料会造成过载的情况。

# 6. 禁止遮盖设备后方散热孔



请不要遮盖、阻挡后方散热孔,一旦无法有效散热,可能导致设备故障。

## 第四章 操作

#### 日常使用前请确认:

- 开机前,用手轻轻转动搅拌轴,确认转动是否顺畅、有异响
- ② 运行中留意设备振动、声音是否有异常

#### 1 —— 设备就位

- 1) 将主机(约65kg)放置在水平操作台上,可满足承重要求。
- 2) 将三脚插头连接220V电源,拨动右侧电源开关,设备即可上电。

#### 2 —— 容器准备

1) 正确安装容器,使用锁紧卡箍将容器与连接座锁紧

批次式: 物料倒入容器内后安装使用 连续式: 通过管路与容器连接, 泵送物料

2) 容器上带有快装式进出水接头,如需与冷水机连接,可自行操作。



#### 3 —— 分散部的拆装

1) 使用右图所示附带的扳手,拆卸掉分散头锁紧螺母。 操作时,一手轻轻握住分散头,一手将扳手卡入锁紧螺母与扳手对应的切面,顺时针方向用力,拧松螺母后,用手继续转动螺母,将其取下。



2) 将分散头向下移动,即可拿出。

注意:此设备为高速分散设备,分散部整体为精密部件, 尤其旋转轴,禁止进行碰撞、冲击。


3) 安装分散头时,按照1)2) 逆序操作即可。

1 注意:分散头有上下有正反之分,

请按照下图所示方向朝上安装。



分散头安装孔处有高凸台一 面为正,此面朝上,进行安装



4) 连接座与密封座、连接座与容器间均为快装式法兰设计,通过卡箍进行拆卸、锁紧。

# 4 —— 连 续 制 备 (仅限连续机型)

- 1) 将主机后背板2支信号线插头与附带蠕动泵信号线接口连接,并将蠕动泵上电。
- 2) 使用蠕动泵软管与容器下端进料口连接。 (可参考右图,使用Y型3通连接)



#### 5 —— 操作界面

欢迎使用 微球分散机

【开机界面】 点击页面,进入下级菜单

#### -批次式设备操作界面说明---



#### 【运行控制】

进行运转控制,速度与时间设定

常用速度与时间为便捷按钮, 可通过【使用设置】界面,设 定三组对应的常用数值



#### 【使用设置】

常用速度与时间设定,可输入 常用三组数值,用于【运行控 制】界面快捷设定。



【运行记录】 用于记录设备运行参数



## 【故障记录】

用于显示设备故障信息。

设备发生故障后,查看故障信息进行相应排查措施,故障解决后,方可继续使用设备。

#### -连 续 式 设 备 操 作 界 面 说 明---



#### 【运行控制】

左侧: 显示设备运行参数

右侧:进行参数设定

停机压力:用于防止物料出口出现堵料现 象的连锁停机保护。正常情况下,设定为

停机温度:针对敏感物料可设定停机温度



#### 【泵送设置】

- 1、根据批次式实验结果,在上方输入进 料比例以及处理时间,右侧可得到对应泵 送速度。
- 2、下方输送泵 1/2 控制框内, 首先点击 【停用中】,改为启用状态,随后选择输 送方向, 输入流速, 即可使用。

注意: //



- a、当不适用输送泵,需要关闭启用,改 为【停用中】状态
- B、只有在主机启动的情况下,才能运转 输送泵,同时主机停止,泵会联动停止。



# 【运行记录】 用于记录设备运行参数



#### 【故障记录】

用于显示设备故障信息。

设备发生故障后,查看故障信息进行相应排查措施,故障解决后,按下'复位'按钮后,方可继续操作设备。

## 第五章 清洗

#### 1. 及时清洗


在设备使用后请及时清洗,特别是具有一定粘度的物料的情况下。

#### 2. 清洗方法

取出物料后,在容器内倒入水(与物料相容的溶剂),以最低转速运转设备2min后倒出。 随后,拆下分散头(参照P5),将其放在超声波清洗器内清洗。

#### 3. 清洗注意事项

- 1) 不可用水源直接对准设备的搅拌部进行冲淋。
- 2) 清洗时,请禁止让液体接触**密封座**以上部分,如果液体进入,会导致轴承部故障。



# 第六章 日常保养

# 1. 日常点检

- 1) 通电前用手转动主轴或者联轴器部位,确认可以顺畅转动
- 2) 日常使用中确认,设备在运转时是否发生异常振动、异响
- 3) 日常使用中随时确认电流值是否正常

#### 2. 保养明细:

部件	推荐保养周期
传动带	2000 小时或 2 年
搅拌单元 (轴承、主轴、油封)	
密封圈	

### 第七章 保修条款

- 1. 对于交货后产品不良情况的保修:
  - 1-1. 保修期从本公司发货之日起 1 年以内。
  - 1-2. 在该期限内发生的问题情况按"赔偿界定"中所述,属于本公司的责任, 本公司将负责进行免费修理、修复或更换。
  - 1-3. 对于超过保证期后发生的问题情况,本公司将在由用户承担费用的情况下进行修理或及更换部件。

#### 2. 赔偿界定:

- 2-1. 由于生产制造不良所导致的产品问题,我司将负责进行处理解决。但是易损件(如轴承、油封、刮板、密封件等)的更换不在保修范围。
- 2-2. 因贵公司安装、使用不当、维护不当、现场事故等而造成的故障不在保修范围内。
- 2-4. 因为使用的液体引起的化学反应及流体摩擦的腐蚀和磨损,本公司将不予负责。 签订合同时,贵公司未选定材质而由本公司选定时,只表示本公司推荐该材质,而不保证该材质与液体接触不发生异常情况。
- 2-5. 因火灾、地震、风灾、水灾、雷击等其他公害引起的故障及损害,不在保修赔偿范围内。

# 更多售后服务,请咨询: 400 888 9801!

微思,感谢您的支持!